



Point Of Care

**DyonHpsA®**


Δοκιμασία ανίχνευσης H.Pylori

*innovation in Gastroenterology*



DyonMed S.A.

Point of Care Solutions



PREVENTION | DIAGNOSIS | TREATMENT EVALUATION

## ΑΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

**Δεν εξαρτάστε από "τρίτους"**

Διαχειριστείτε συνολικά τους ασθενείς σας στο ιατρείο ή την κλινική, μεγιστοποιώντας το θεραπευτικό σας αποτέλεσμα και τις **Ιατρικές υπηρεσίες** που παρέχει το ιατρείο σας!

### DyonHpsA®

Είναι μια ταχεία δοκιμασία ανοσοχρωματογραφίας, για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε δείγμα ανθρώπινων κοπράνων.

### DyonHpsA®

Η αξιοπιστία και η ακρίβεια καθορίζει το θεραπευτικό σας αποτέλεσμα. Θυμίζουμε ότι με την χρήση **μονοκλωνικών αντισωμάτων** η ακρίβεια συγκριτικά με ιστολογική και βιοψία είναι στο **99%**.

### DyonHpsA®

- Έλεγχος και διαχείριση λοιμώξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού σε ασθενείς που δεν κρίνεται αναγκαία η ενδοσκόπηση επίσης σε ασθενείς που κρίνεται αναγκαία η επιβεβαίωση Αρνητικού clo test.
- ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΤΙΕΚΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Αποτελεί εξαιρετικά αξιόπιστη μέθοδο προσδιορισμού του ελικοβακτηριδίου με **άμεσο** διαγνωστικό τρόπο **χωρίς να είναι απαραίτητη ή αναγκαία η διακοπή της αντί εκκριτικής αγωγής**. Γι' αυτό και σε ασθενείς υπό αντικριτική αγωγή με συμπτωματολογία που επισκέπτονται το ιατρείο, μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα με την μέγιστη αξιοπιστία συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές προσδιορισμού.
- ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ pH.
- ΑΜΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ.
- Επανελέγχος ασθενών μετά την θεραπεία εκρίζωσης Για επιβεβαίωση επιτυχούς θεραπείας εκρίζωσης ή όχι και καθορισμός επόμενων Θεραπευτικών βημάτων. **Σε 2 έως 4 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της αντιβιοτικής θεραπείας.**
- Εφαρμογή σε **χαμηλά ηλικιακές ομάδες**, απόλυτη ένδειξη για εφήβους και παιδιά οι ασθενείς που δεν κρίνεται βάση πρωτοκόλλου αναγκαία η ενδοσκόπηση.



- Περισσότερο από το **50% των ιδιωτών Γαστρεντερολόγων**, μας εμπιστεύονται τα τελευταία 7 χρόνια.
- **Όλα** τα ειδικά διαγνωστικά κέντρα έχουν αξιόπιστα εφαρμόσει το **DyonHpsA**.
- 
- Περισσότερα από **100.000** τεστ ανίχνευσης του H.Pylori έχουν διατεθεί από την **DyonMed**.

## ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ στο ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

• **€18,00** (ανά τεστ)

## ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ για το ΙΑΤΡΕΙΟ

• **€9,00 + ΦΠΑ** (ανά τεστ)



### ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- **Κατευθείαν από την DyonMed**. Απευθείας παράδοση στον Ασθενή σε **24h**, με ταυτόχρονη υποστήριξη & ενημέρωση για την λήψη του δείγματος.
  - Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών / ασθενών:
    - 09:00 - 21:00: **210 6655495**
    - 24h/day: **210 8004723**
    - για όλους όσους θέλουν το προϊόν στο χώρο τους.
- **ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ**. Για τα Εξωτερικά Ιατρεία νοσοκομείων και κλινικών, μέσω συνταγογράφησης.
- **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ**. Μέσω των συνεργατών μας ή μέσω άμεσης παράδοσης και υποστήριξης στον ασθενή



### **DyonMed S.A.**

- Τα προϊόντα μας παράγονται στις **Ηνωμένες Πολιτείες** και στην **Ευρωπαϊκή Ένωση** για λογαριασμό μας.
- Η πρώτη ελληνική εταιρεία με καινοτόμα **Point of Care** διαγνωστικά προϊόντα για τη συνολική διαχείριση ασθενών στο γαστρεντερολογικό ιατρείο!.



### Πιστοποίηση.

- Παραγωγής / Παρασκευής προϊόντων.
- Υπηρεσιών.
- Διαδικασιών.

### **DyonMed S.A**

*Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω ενημέρωση, τηλεφωνικό ραντεβού ή επίσκεψη συνεργατών μας στο ιατρείο σας:*

**Τηλέφωνο:** 210 6655494-5

**Fax:** 211 7708599

**e-mail:** [customerservice@dyonmedical.com](mailto:customerservice@dyonmedical.com)

**http://**[www.dyonmedical.com](http://www.dyonmedical.com)

**Διεύθυνση:** Λ.Λαυρίου 182-184, Γλ.Νερά, Παιανία, Αττική

